


Компактный транспортный держатель DELTASTREAM® Compact Holder



Представляем новый дополнительный компонент к аппарату для вспомогательного кровообращения DELTASTREAM® - транспортный держатель DELTASTREAM® Compact Holder.

Компактная и мобильная форма держателя позволяет применять его для простого и надежного крепления во время внутри- и внебольничной транспортировки больных с аппаратом для вспомогательного кровообращения DELTASTREAM®.



Держатель надежно крепится на стандартную медицинский крепежную рейку.

Технические характеристики:

Габариты (ШхВхД) 290 x315x 246 мм

Вес 1,78 кг

Совместим со всеми моделями оксигенаторов hilite®

